Versuchen Sie das nicht mit gefüllten Einwegpumpen anderer Hersteller!

Auto Fuser

Auto Selector



ONCOMEDICAL

Oncology • Palliative Care • Pain Management

ACEMEDICAL





Beschreibung

Einwegpumpe für die kontinuierliche Medikamenten Applikation im ambulanten sowie stationären Bereich. Sehr einfache Bedienung für Fachkräfte und Patienten.

Die Vorteile der AutoFuser® und AutoSelector® Einwegpumpen liegen auf der Hand: Das kleine, flache und sehr stabile Reservoir bietet Komfort und Sicherheit in allen Bereichen der medikamentösen Therapie. Die Pumpe findet Platz in einer unauffälligen Gürteltasche.

Vorteile

- Rundes und flaches Reservoir
- Sehr einfach, mit wenig Kraftaufwand zu befüllen
- Stabiles Gehäuse bietet Sicherheit
- Flussregler muss nicht auf der Haut befestigt werden

Anwendungsgebiete

- Therapie mit Onkologika
- Schmerztherapie (akut, chronisch, palliativ, postoperativ)
- Antibiotikatherapie (z. B. zystische Fibrose)

Applikation

- Intravenös, subkutan, lokoregional, epidural
- Füllvolumen 100 ml, 150 ml, 275 ml und 550 ml
- Therapiedauer: 1 Tag, 2, 4, 5 und 7 Tage
- Fördergenauigkeit: +/–15 % bei 25 Grad Celsius
- Modelle: kontinuierlich (kontinuierlich mit Bolus als PCA Version)
- Latex- und DEHP-frei


Auto Fuser

- Füllvolumen 100 ml, 150 ml und 275 ml
- Definierte Flussrate




Auto Selector


- Füllvolumen: 100 ml, 275 ml und 550 ml
- Wählbare Flussrate:
  Typ A: 0,5 – 7 ml / h
  Typ B: 1 – 14 ml / h
- Bolus Volumen:
  0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 3,0 ml, 5,0 ml
- Sperrzeit:
  10 min, 15 min, 30 min, 60 min



Modell mit Bolus



Typ A



Typ B

Modell	AutoFuser®
AA1904	AutoFuser® 100 ml 1 Tag, OP à 10 Stk. Flussrate 4,2 ml / h
AA1902	AutoFuser® 100 ml 2 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 2,1 ml / h
AA1506	AutoFuser® 150 ml 1 Tag, OP à 10 Stk. Flussrate 6,3 ml / h
AA1503	AutoFuser® 150 ml 2 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 3,1 ml / h
AA1511	AutoFuser® 150 ml 4 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 1,6 ml / h
AA1509	AutoFuser® 150 ml 7 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 0,9 ml / h
AA2005	AutoFuser® 275 ml 2 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 5,7 ml / h
AA2002	AutoFuser® 275 ml 5 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 2,3 ml / h
AA2003	AutoFuser® 275 ml 7 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 1,6 ml / h

Weitere Modelle auf Anfrage

Modell	AutoSelector®
AFSC-B	AutoSelector® 100 ml Typ B, Flussrate 1 – 14 ml / h, OP à 10 Stk.
AFMC-B	AutoSelector® 275 ml Typ B, Flussrate 1 – 14 ml / h, OP à 10 Stk.
AFLC-B	AutoSelector® 550 ml Typ B, Flussrate 1 – 14 ml / h, OP à 10 Stk.

PCA Modelle mit Bolus und Sperrzeit auf Anfrage

OncoMedical AG
Hintere Hauptgasse 9
4800 Zofingen
Telefon 0840 600 800
info@oncomedical.ch

ONCOMEDICAL
Oncology • Palliative Care • Pain Management